

APPARENCES France

Médecine Esthétique

Santé NUTRITION

Chirurgie *Beauté*
Tourisme

Luxe

25



DR JEAN-MARC ADDA
MÉDECIN ESTHÉTIQUE - BOULOGNE BILLANCOURT

MORPHEUS8 BODY

*Nouveau traitement pour le remodelage
du corps, sans éviction sociale*

Qu'est-ce que le Morpheus8 ?

Morpheus8 utilise la radiofréquence fractionnée à micro-needling (technologie unique et brevetée), pour le remodelage du visage et du corps.

La radiofréquence à micro-needling est un courant électromagnétique délivrant une énergie thermique au sein des tissus, par l'intermédiaire des micro-aiguilles. La spécificité du Morpheus8 est de permettre de traiter à différentes profondeurs, de 1 à 7 mm (+1 mm de profil thermique) tout en respectant l'épiderme, et ainsi de cibler soit les fibroblastes du derme profond, soit les adipocytes, tout en laissant des îlots de tissus intacts entre les zones traitées optimisant le temps de récupération.

En quoi consiste le protocole de traitement ?

Le protocole thérapeutique consiste en la réalisation de 3 à 4 séances (d'une durée de 30 à 60 minutes), espacées de 4 à 6 semaines.

Est-ce douloureux ?

Chaque séance est réalisée après application d'une crème anesthésiante sur la zone à traiter, afin de diminuer la sensation algique en rapport avec la pénétration des aiguilles.

Chaque pièce à main est propre à chaque patient, et les paramètres (énergie et profondeur, nombre et mode de passages) sont choisis selon l'objectif recherché chez chaque patient.

Quelles sont les suites ?

Les suites sont assez simples, œdème et rougeur rapidement résolutive, n'imposant aucune éviction sociale.

Existe-t-il des contre-indications ?

Peu de contre-indications existent, mais elles peuvent inclure les patients dont la peau est fine, les maladies auto-immunes, les patients prenant des médicaments anticoagulants (favorisant les saignements) et la présence d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre dispositif implantable.

Que traite-t-on avec le Morpheus8 Body 3D ?

La pièce à main a de multiples indications :

- La peau relâchée du corps : le fripé autour du nombril notamment, l'intérieur des bras, des cuisses, les genoux.
- Les zones de cellulite (les aiguilles sont capables

de pénétrer jusqu'à 7 mm dans la peau, pour venir détruire les cellules graisseuses) et de capiton (les aiguilles remontent ensuite au niveau du derme pour sectionner en de multiples endroits les cordes fibreuses qui attirent la peau vers la profondeur et forment les zones de dépression).

- Les vergetures
- Les cicatrices

C'est une véritable avancée pour les traitements post grossesses et post perte de poids.

Pourquoi avoir choisi M8Body dans votre pratique ?

Nous avons une vraie demande pour le relâchement cutané des zones du corps.

La renommée internationale de la technologie Morpheus8 ainsi que les retours des différents praticiens en France ont décidé mon choix de faire confiance à InMode et sa technologie Morpheus8Body.



Quand peut-on observer des résultats ?

Les résultats d'une séance de Morpheus8 Body peuvent être visibles après quelques jours. Ils apparaissent progressivement dans les semaines qui suivent la séance au fur et à mesure que l'organisme va produire du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique.

La peau retrouve une meilleure tonicité et une meilleure élasticité. Les améliorations se poursuivent ensuite jusqu'à trois mois après la séance.

La RF micro-needling fonctionne notamment très bien sur les petits amas graisseux localisés, trop petits pour entrer dans les indications de la cryolipolyse.

Morpheus8 Body 3DSMARTFRAME**LA NOUVELLE TECHNOLOGIE FRACTIONNÉE INTELLIGENTE**

Brevetée et unique au monde.

La technologie 3D Smart Frame utilise une énergie RF bipolaire selon un modèle de rayonnement séquentiel. Les groupes de micro-aiguilles se déploient en trois phases, de l'intérieur vers l'extérieur de la zone de traitement. Cette innovation est basée sur l'optimisation de l'énergie requise pour chauffer en bloc et de manière optimale les tissus cutanés sur les différentes zones du corps.

